

KIT ANTICHUTE EXPERT 10M X20500853N

GERIN

DESRIPTIF :

Ce **kit antichute EXPERT 10m GERIN** est composé de :

• 1- Harnais antichute 2 points d'accroche :

- ✓ Accrochage dorsal et sternal, réglage des cuissardes, des épaules, sous fessière de confort,
- ✓ Bavaroise de maintien thoracique réglable : brettelle à attache rapide.

• 2- Antichute monté sur corde :

- ✓ Mécanisme antichute mobile en acier inoxydable, non ouvrant, fixé sur corde 10m (inamovible),
- ✓ Corde-drissée en polyamide diam. 12mm, avec une boucle cousue cossée en extrémité supérieure et boucle d'arrêt en extrémité inférieure
- ✓ Micro-absorbeur d'énergie et mousqueton automatique ouverture 18mm, ensemble fixé sur l'antichute mobile et un mousqueton automatique large ouverture (22mm) fixé sur la corde
- ✓ Cet antichute complet est très pratique à utiliser car le système circule le long de la corde, accompagnant l'utilisateur dans ses déplacements.



• 3- Anneau de sangle

- ✓ Anneau de sangle composé d'un segment de sangle en polyester qui forme une boucle fermée à l'aide d'une couture
- ✓ Longueur 1,20m, largeur 20mm

• 4- Sac à dos noir de transport en tissu épais avec encart de vente

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

POUR LE HARNAIS: - Nettoyer les sangles et les boucles uniquement à l'eau et au savon de Marseille. Laisser sécher dans un endroit sec et aéré à l'abri de sources de chaleur directes ou indirectes (Idem en cas de pluie).

- Stocker dans un endroit sec et aéré à l'abri des ultraviolets, de l'humidité, de source de chaleur importante ou d'une atmosphère corrosive. Conserver dans un emballage imputrescible.

- Stocker et transporter cet équipement dans un emballage imputrescible.

POUR L'ANTICHUTE: - En ce qui concerne les éléments associés en matière textile, il est nécessaire de les laisser sécher naturellement à l'abri d'une source de chaleur directe ou indirecte. Protéger des produits chimiques.

- Nettoyer les parties métalliques avec les produits suivants : diluants à base d'acétone ou d'éther.

- Graisser les parties métalliques avec des graisses silicones.

- Lire attentivement la notice jointe au produit avant utilisation. Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser en cas de dommage.

- Cet équipement doit être contrôlé au minimum une fois par an par une personne habilitée (nous contacter) et doit être **DÉTRUIT** après une chute.

NORMALISATION CE:

- **Le harnais** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 361:1993

- Attestation n°0082/293/160/08/01/0242 EXT N°36/09/12 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE. **L'antichute** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 353-2:2002.

- Attestation n°0082/293/160/01/15/0004 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.

L'anneau est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN354:2010.

- Attestation n°0082/293/160/12/14/0457 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.

L'anneau est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN795:2012.

- Attestation n°0082/293/160/12/14/0456 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.

L'anneau est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne 566:2006.

- Attestation n°0082/293/136/12/14/0458 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.

Les mousquetons sont conformes aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 362: 2005.

- Attestation n°0082/293/160/08/06/0433 (AZ002) délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.

- Attestation n°0082/293/160/08/06/0432 (AZ022) délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.



Référence X20500853N

KIT ANTICHUTE EXPERT 10M

Taille	Unique	Code barre	3355145008532
Dimensions sac	400 x 300 x 100 mm	Dimensions colis	490 x 450 x 370
Poids	1050g + 1650g + 150g + 360g + 400g = 3610g	Poids colis	16kg
Conditionnement	1	Colisage	5